


Mab Anti-Nanog Di Coniglio - Q80Z64

Numero articolo: CM0012146



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Nanog murino (proteina homeobox NANOG). Validato per ELISA, WB, ChIP e citometria a flusso intracellulare. Reagisce anche con Nanog umano. Ideale per la ricerca sulle cellule staminali e sulla biologia dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb anti-Nanog di coniglio
Note/alias	ENK; Stm1; ecat4; 2410002E02Rik
Specie	Topo
GeneID (umano)	79923
GeneID	71950
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 160-305 di Nanog murino (NP_082292.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	ELISA, WB, ChIP, FC (intra)
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	Q80Z64
Peso della proteina	34 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante