


Anticorpo Policlonale Rabbit Nat10 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9H0A0

Numero articolo: CM0026060



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit NAT10 di alta qualità convalidato per WB, IF/ICC e ELISA. Bersaglia NAT10 umano e di ratto, una RNA citidina acetiltransferasi da 116 kDa coinvolta nella modifica ac4C di mRNA e rRNA e nella biogenesi dei ribosomi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAT10 Rabbit pAb
Note/Alias	ALP; Kre33; NET43; NAT10
Specie	Umana
ID gene (Umano)	55226
ID gene	55226
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-250 di NAT10 umano (NP_078938.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana, Ratto
SWISS	Q9H0A0
Peso proteico	116kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio