

Anticorpo Policlonale Coniglio Nat2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P11245

Numero articolo: CM0013388



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NAT2 per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con NAT2 umano, murino e ratto (SWISS: P11245). Adatto per studi sul metabolismo dei farmaci, la bioattivazione dei cancerogeni e la farmacogenomica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAT2 pAb coniglio
Note/Alias	AAC2; PNAT; NAT-2; NAT2
Specie	Umano
GenelD (umano)	10
GenelD	10
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 171-290 di NAT2 umano (NP_000006.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P11245
Peso proteico	34kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio