


Anticorpo Policlonale Coniglio Nav2 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8IVL1

Numero articolo: CM0018806



introduzione

CamelBio offre l'anticorpo policlonale coniglio NAV2 (SWISS Q8IVL1) specifico per la proteina NAV2 umana. Validato per WB, IHC-P, ELISA; rileva una proteina di 268kDa coinvolta nello sviluppo neuronale e nell'organizzazione del citoscheletro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NAV2 Rabbit pAb
Note / Alias	HELAD1; RAINB1; POMFIL2; UNC53H2; STEERIN2; NAV2
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	89797
ID gene	89797
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1800-1980 della proteina NAV2 umana (NP_660093.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Uomo
SWISS	Q8IVL1
Peso proteico	268kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio