


Anticorpo Monoclonale Coniglio Ncoa4 Per Wb, Ip, Elisa - Q13772

Numero articolo: CM0004523



introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio NCOA4 (Q13772) validato per WB, IP, ELISA con reattività crociata in Umano, Mouse, Ratto. Ideale per studi sulla ferritofagia, omeostasi del ferro e co-attivatore del recettore nucleare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCOA4 mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	RFG; ELE1; PTC3; ARA70; NCOA4
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8031
Gene ID	8031
Immunogeno	Peptide sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q13772
Peso Proteico	70kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio