


Ncr3 Coniglio Pab Per Wb, Elisa - O14931

Numero articolo: CM0029910



introduzione

Anticorpo policlonale NCR3 di coniglio (pAb) di alta qualità per WB, ELISA. Reagisce con NCR3 umano (NKp30, 22kDa). Ideale per la ricerca sulla citotossicità delle cellule NK e l'immunologia del cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NCR3 Coniglio pAb
Note/Alias	1C7; MALS; CD337; LY117; NKp30; NCR3
Specie	Umano
GeneID (umano)	259197
GeneID	259197
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 19-135 di NCR3 umano (NP_667341.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	O14931
Peso Proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio