

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Ncs1 Per Wb E Elisa - P62166

Numero articolo: CM0002129



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante NCS1 validato per Western blot e ELISA. Rileva il sensore del calcio neuronale 1 umano, murino e ratto con una banda prevista di 22 kDa. Ideale per ricerche sulle neuroscienze e sulla segnalazione del calcio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NCS1 mAb di coniglio
Osservazioni/Alias	FLUP; FREQ; NCS1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	23413
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 91-190 di NCS1 umano (P62166).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P62166
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio