

Ndp Rabbit Pab - Q00604

Numero articolo: CM0020859



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro Norrin (NDP) per applicazioni Western blot ed ELISA. Reagisce con NDP umano. Ideale per la ricerca sulla vascolarizzazione retinica e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NDP Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ND; EVR2; FEVR; NDP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4693
GeneID	4693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 25-133 di NDP umano (NP_000257.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q00604
Peso proteico	15kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio