

Ndufa2 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - O43678

Numero articolo: CM0031037



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la proteina NDUFA2 umana (subunità Complesso I-B8), convalidato per Western blot, immunofluorescenza/ICC e ELISA. Reagisce con esseri umani, topi e ratti. Adatto per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale e sulle relative patologie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFA2 Rabbit pAb
Annotazioni/Altri nomi	B8; CD14; CIB8; MC1DN13; NDUFA2
Specie	Umana
GeneID	4695
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-95 della NDUFA2 umana (NP_002479.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	O43678
Peso molecolare della proteina	11 kDa
Spedizione	Ghiaccio secco