


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ndufa4 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O00483

Numero articolo: CM0020849



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NDUFA4 di alta qualità, validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NDUFA4
Note/alias	MLRQ; CI-9k; COXFA4; MISTR1; MRCAF1; CI-MLRQ; MC4DN21; NDUFA4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	4697
GeneID	4697
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-81 di NDUFA4 umano (NP_002480.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O00483
Peso della proteina	9 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante