


Ndufb2 Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - 095178

Numero articolo: CM0028220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina umana NDUFB2, una subunità accessoria del Complesso I. Validato per WB e ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFB2 pAb di coniglio
Note/Alias	AGGG; CI-AGGG; NDUFB2
Specie	Umana
GeneID (umano)	4708
GeneID	4708
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 34-105 della NDUFB2 umana (NP_004537.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	095178
Peso proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio