


Anticorpo Policlonale Coniglio Ndufb5 Per Wb, Elisa - 043674

Numero articolo: CM0029429



introduzione

NDUFB5 Rabbit pAb rileva la NDUFB5 umana, una subunità accessoria del Complesso I mitocondriale, con reattività crociata verso topo e ratto. Validato per WB ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla catena respiratoria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NDUFB5 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	SGDH; CISGDH; NDUFB5
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4711
Gene ID	4711
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 100-189 della NDUFB5 umana (NP_002483.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43674
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio