

Ndufs4 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - O43181

Numero articolo: CM0025220



introduzione

NDUFS4 Anticorpo Policlonale di Coniglio validato per WB, IHC-P ed ELISA. Bersaglia la subunità da 20 kDa del Complesso I mitocondriale. Reagisce in modo crociato con umano, topo e ratto. Ideale per studi sulla catena respiratoria e sulle malattie mitocondriali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	NDUFS4 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	AQDQ; CI-18; MC1DN1; CI-AQDQ; CI-18 kDa; NDUFS4
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4724
GeneID	4724
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-175 di NDUFS4 umano (NP_002486.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O43181
Peso Proteico	20kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio