

Anticorpo Monoclonale Coniglio Neurod1 Per Wb E Elisa - Q13562

Numero articolo: CM0003005

introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio di alta qualità contro NeuroD1 umano (bHLHa3, BETA2). Validato per Western blot e ELISA, con reattività crociata con il mouse. Adatto per la ricerca sulla neurogenesi e sul diabete.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NeuroD1 mAb Coniglio
Note/Alias	T2D; BETA2; BHF-1; MODY6; NEUROD; bHLHa3; NeuroD1
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4760
GenelD	4760
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 1-100 di NeuroD1 umano (NP_002491.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q13562
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio