

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Neurofilament H Per Wb - P12036

Numero articolo: CM0006828

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Neurofilament H umano (NFH), validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con proteine umane, murine e di ratto. Adatto per la ricerca neuronale e gli studi sulle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Neurofilament H
Note/Alias	NFH; CMT2CC; Neurofilament H
Specie	Uomo
ID del gene	4744
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 873-1020 del Neurofilament H umano. (NP_066554.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	P12036
Peso della proteina	112 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante