

Neurofilamento M Rabbit Mab Per Wb, If/Icc, Elisa - P07197

Numero articolo: CM0002712

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro il Neurofilamento M umano (NFM, NEF3, Neurofilament 3). Validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Ideale per lo studio del citoscheletro neuronale e dell'organizzazione dei neurofilamenti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Neurofilamento M Rabbit mAb
Note/Alias	NFM; NEF3; NF-M; Neurofilamento M
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4741
GeneID	4741
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 600-700 del Neurofilamento M umano (P07197).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P07197
Peso Proteico	102 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio