

Neurog1 Anticorpo Policlonale Coniglio - Q92886

Numero articolo: CM0025902

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio NEUROG1 validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano e topo. Mira a un regolatore trascrizionale di 26kDa coinvolto nella differenziazione neuronale. Solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NEUROG1 Anticorpo Policlonale Coniglio
Note/Alias	AKA; ngn1; Math4C; bHLHa6; NEUROD3; NEUROG1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4762
GeneID	4762
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-237 di NEUROG1 umano (Q92886)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q92886
Peso Proteico	26kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio