


Anticorpo Monoclonale Murino Nf-Kb P65/Rela Per Wb, Elisa - Q04206

Numero articolo: CM0003843



introduzione

Anticorpo monoclonale murino di alta qualità contro l'NF-kB p65/RelA umano (SWISS Q04206) validato per Western blot ed ELISA. Adatto per campioni umani, di topo e di ratto. Ideale per la ricerca su infiammazione e immunologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb murino NF-kB p65/RelA
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Proteina ricombinante di NF-kB p65 umano
Sorgente	Topo
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q04206
Peso Proteico	60 kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio