


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nf-Kb P65/Rela - Q04206

Numero articolo: CM0020593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la subunità p65/RelA di NF-kB, validato per WB, IF/ICC, IHC-P ed ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Ideale per studi sull'infiammazione, l'immunità e la regolazione trascrizionale. - Q04206

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-NF-kB p65/RelA
Note/Alias	p65; CMCU; NFKB3; AIF3BL3; NF-kB p65/RelA
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	5970
GeneID	5970
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 450-550 di NF-kB p65/RelA umano (NP_068810.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q04206
Peso della proteina	60 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante