


## Pab Policlonale Coniglio Anti-Nf-Kb2 - Anticorpo Policlonale Per Wb, If/Icc, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0015368



### introduzione

L'anticorpo policlonale (pAb) coniglio anti-NF- $\kappa$ B2 rileva le subunità p100/p52 in WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con essere umano e topo. Adatto per ricerche sulla via di segnalazione NF- $\kappa$ B, studi sulla risposta immunitaria e sull'infiammazione.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                                             |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb coniglio anti-NF- $\kappa$ B2                                                                                                                  |
| Note/Alias          | p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF- $\kappa$ B2; p49/p100; NF- $\kappa$ B2                                                                |
| Specie              | Uomo                                                                                                                                               |
| GeneID (Uomo)       | 4791                                                                                                                                               |
| GeneID              | 4791                                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 690-899 della proteina NF- $\kappa$ B2 umana (NP_002493.3) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                                                         |
| SWISS               | Q00653                                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 97 kDa                                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                                              |