


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Nf-Kb2 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q00653

Numero articolo: CM0026282



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NF-κB2/p100/p52 umano. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per studiare la segnalazione NF-kappa-B, l'infiammazione e l'immunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome del Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio NF-κB2
Note/Alias	p52; p100; H2TF1; LYT10; CVID10; LYT-10; NF-κB2; p49/p100; NF-κB2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4791
ID Gene	4791
Immunogeno	Proteina ricombinante corrispondente agli amminoacidi 690-899 di NF-κB2 umano (NP_002493.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q00653
Peso Proteico	97kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio