


Nfasc Coniglio Pab - 094856

Numero articolo: CM0030834



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che mira alla Neurofascina (NFASC) umana, una proteina di adesione cellulare di 150kDa. Convalidato per Western blot ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca neuroscientifica sull'estensione dei neuriti, la guida assonale e la mielinizzazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NFASC Coniglio pAb
Note/Alias	NF; NRCAML; NEDCPMD; NFASC
Specie	Umano
GeneID (umano)	23114
GeneID	23114
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O94856
Peso Proteico	150kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio