


Nfatc2 Rabbit Pab - Q13469

Numero articolo: CM0030417



introduzione

NFATC2 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale prodotto contro la proteina ricombinante umana NFATC2, adatto per WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva NFATC2 (100 kDa) in campioni umani, di topo e di ratto ed è ideale per studiare la segnalazione NFAT nell'attivazione delle cellule T.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NFATC2 Rabbit pAb
Note/Alias	JCOSL; NFAT1; NFATP; NFATC2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4773
GeneID	4773
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-300 di NFATC2 umano (NP_775114.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13469
Peso proteico	100kDa
Spedizione	Borsa di ghiaccio