


Pab Di Coniglio Contro Nfatc4 Per Wb E Elisa - Q14934

Numero articolo: CM0024542



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NFATC4 (NFAT3), validato per Western blot e ELISA. Rileva NFATC4 umano e murino, un fattore di trascrizione coinvolto nello sviluppo immunitario, cardiaco e neurale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NFATC4 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	NFAT3; NF-AT3; NF-ATC4; NFATC4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4776
GeneID	4776
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 560-710 di NFATC4 umano (NP_004545.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q14934
Peso proteico	95kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio