

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Nfkb1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P19838

Numero articolo: CM0026003



introduzione

Anticorpo Policlonale di Coniglio NFKB1 (P19838) validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA in umano, topo, ratto. Bersaglia il precursore p105 di NF-κB e la subunità p50, regolatori chiave delle risposte immunitarie e infiammatorie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio NFKB1
Note/Alias	KBF1; EBP-1; NF-κB; CVID12; NF-κB1; NFKB-p50; NFκappaB; NF-kappaB; NFKB-p105; NF-kappa-B1; NF-kappabeta; NFKB1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4790
GeneID	4790
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 41-365 di NFKB1 umano (NP_001158884.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P19838
Peso Proteico	105kDa
Spedizione	Borsa termica con ghiaccio