


Anticorpo Policlonale Nfs1 Da Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y697

Numero articolo: CM0018225



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio diretto contro la cisteina desulfurasi NFS1. Convalidato per WB, IF/ICC e ELISA su campioni di uomo, topo e ratto. Adatto per ricerche sulla biogenesi dei cluster ferro-zolfo e sui mitocondri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	NFS1 Rabbit pAb
Annotazioni/Sinonimi	IscS; NIFS; COXPD52; HUSSY-08; NFS1
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	9054
GeneID	9054
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 208-457 della NFS1 umana (NP_066923.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y697
Peso proteico	50kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio