

Anticorpo Monoclonale Coniglio Nfya Per Wb, Ip, Ihc-P, Chip, Elisa - P23511

Numero articolo: CM0011041



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro NFYA (NF-YA), validato per WB, IP, IHC-P, ChIP ed ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per studi di trascrizione e cromatina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio NFYA
Note/Alias	HAP2; CBF-A; CBF-B; NF-YA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4800
ID Gene	4800
Immunogeno	Proteina ricombinante (Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 262-332 di NFYA umano (NP_002496.1))
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IP, IHC-P, ChIP, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P23511
Peso Proteico	34kDa/37kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio