

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Ngef Per Wb, If/Icc - Q8N5V2

Numero articolo: CM0021217

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NGEF validato per Western blot, immunofluorescenza/ICC ed ELISA. Rileva i livelli endogeni di Ephexin-1 (NGEF) in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per studi sulla guida assonale e sulla neurogenesi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NGEF Rabbit pAb
Note/Alias	EPHEXIN; ARHGEF27; NGEF
Specie	Umano
ID del gene (umano)	25791
ID del gene	25791
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 429-710 di NGEF umano (NP_062824.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q8N5V2
Peso della proteina	82 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio