

Anticorpo Policlonale Coniglio Nitro-Tirosina Per Wb, Elisa

Numero articolo: CM0000011

introduzione

Scopri l'anticorpo policlonale coniglio Nitro-Tirosina, convalidato per WB ed ELISA, che riconosce le modifiche alla nitrotirosina in campioni umani, murini e di ratto. Ideale per la ricerca sullo stress ossidativo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Nitro-Tirosina Coniglio pAb
Immunogeno	Composti chimici corrispondenti alla Nitro-Tirosina
Fonte	Coniglio
Categoria	Altri anticorpi modificati
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
Spedizione	Borsa del ghiaccio