

Nlrp1 Rabbit Pab Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9C000

Numero articolo: CM0019951



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a NLRP1 umano (SWISS: Q9C000), validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con il topo e il ratto. Ideale per studi sull'immunità innata, sull'infammasoma e sulla piroptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP1 Rabbit pAb
Note/Alias	NAC; JRRP; MSPC; AIADK; CARD7; CIDED; NALP1; SLEV1; DEFCAP; PP1044; VAMAS1; CLR17.1; DEFCAP-L/S; NLRP1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	22861
GeneID	22861
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1370-1473 di NLRP1 umano (NP_127497.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9C000
Peso proteico	166kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio