


Nlrp3 Coniglio Mab - Q8R4B8

Numero articolo: CM0007662



introduzione

Anticorpo monoclonale anti-NLRP3 di coniglio per campioni di topo, adatto per WB, IF/ICC, IP ed ELISA. NLRP3 è un sensore chiave dell'infalmasoma che media la secrezione di IL-1 β e la piroptosi. Ideale per la ricerca sull'immunità innata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NLRP3 Coniglio mAb
Note/Alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Specie	Topo
GeneID (Umano)	114548
GeneID	216799
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-150 di NLRP3 di topo (NP_665826.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q8R4B8
Peso Proteico	118kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio