


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Nlrp3 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q8R4B8

Numero articolo: CM0022503



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-NLRP3 validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con uomo, topo e ratto. Prodotto utilizzando come immunogeno gli amminoacidi 1-93 di Nlrp3 murino. Esplora le vie dell'inflammasoma NLRP3 con questo target da 118 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRP3 Rabbit pAb
Note/alias	FCU; MWS; FCAS; Cias1; Mmig1; NALP3; Pypaf1; Ail/AVP; AGTAVPRL; NLRP3
Specie	Topo
GenelD (umano)	216799
GenelD	216799
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-93 di NLRP3 murino (NP_665826.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q8R4B8
Peso della proteina	118 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante