


NlrX1 Rabbit Pab - Q86Ut6

Numero articolo: CM0026586



introduzione

NLRX1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB, IP, ELISA. Rileva una proteina mitocondriale di 108 kDa nell'uomo, nel topo e nel ratto, e funge da regolatore negativo dell'immunità innata antivirale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NLRX1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NOD5; NOD9; NOD26; DLNB26; CLR11.3; NLRX1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	79671
ID Gene	79671
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 87-360 di NLRX1 umano (NP_078894.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q86UT6
Peso proteico	108kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio