


Anticorpo Policlonale Coniglio Nm23 Per Ihc-P Ed Elisa - P15531 / P22392

Numero articolo: CM0023973



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting umano nm23 (NME1/NME2) per applicazioni IHC-P ed ELISA. Rileva nm23 umano e di ratto. Adatto per la ricerca sulla nucleoside difosfato chinasi, metastasi e motilità cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	nm23 Rabbit pAb
Note/Alias	NB; AWD; NBS; GAAD; NDKA; NM23; NDPKA; NDPK-A; NM23-H1; PUF; NDKB; NDPKB; NM23B; NDPK-B; NM23-H2; nm23
Specie	Umano
Gene ID	4830/4831
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-152 di nm23 umano (NP_000260.1/NP_002503.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	P15531/P22392
Peso proteico	17kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio