

Nme1-Nme2 Rabbit Pab - Nme1-Nme2 Umano

Numero articolo: CM0018492

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato a NME1-NME2 umano (NMELV/NM23-LV). Validato per WB e ELISA con reattività crociata verso umano, topo e ratto. Ideale per lo sviluppo di saggi diagnostici e applicazioni di ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NME1-NME2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	NMELV; NM23-LV; NME1-NME2
Specie	Umano
ID Gene	654364
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-267 di NME1-NME2 umano (NP_001018146.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
Peso proteico	22kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio