


Nme4 Coniglio Pab - 000746

Numero articolo: CM0028121



introduzione

NME4 Coniglio pAb è un anticorpo policlonale contro l'NME4 umano, adatto per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto, ed è prezioso per studiare la chinasi mitocondriale dei nucleosidi difosfato e le funzioni di trasferimento dei fosfolipidi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NME4 Coniglio pAb
Note/Alias	NDPK-D; NM23H4; nm23-H4; NME4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4833
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-187 dell'NME4 umano (NP_005000.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O00746
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio