

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Non-Phospho-Yap1-S127 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P46937

Numero articolo: CM0020946



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che riconosce YAP1 non fosforilato in Ser127; validato per WB, IHC-P ed ELISA in umano, topo e ratto. Essenziale per gli studi sulla segnalazione Hippo e sulla ricerca sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo policlonale di coniglio Non-phospho-YAP1-S127
Note/Alias	YAP; YKI; COB1; YAP2; YAP-1; YAP65; Non-phospho-YAP1-S127
Specie	Umano
GeneID (Umano)	10413
GeneID	10413
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 50-150 di YAP1 umano (NP_001123617.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P46937
Peso Proteico	54kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio