


Nop10 Coniglio Pab - Q9Npe3

Numero articolo: CM0021660



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOP10 (sottounità 3 della ribonucleoproteina H/ACA). Validato per WB ed ELISA, reagisce con umano e topo. Per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi e la manutenzione dei telomeri.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	NOP10 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	DKCB1; NOLA3; NOP10P; NOP10
Specie	Umano
GeneID (Umano)	55505
GeneID	55505
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-64 di NOP10 umano (NP_061118.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q9NPE3
Peso Proteico	8kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio