

Notch3 Pab Di Coniglio - Q9Um47

Numero articolo: CM0026607



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NOTCH3 per applicazioni WB, IF/ICC e ELISA. Validato per uomo, topo e ratto. Ideale per lo studio della segnalazione Notch, della determinazione del destino cellulare e dei meccanismi patologici della CADASIL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOTCH3 pAb di coniglio
Note/Alias	IMF2; LMNS; CASIL; CADASIL; CADASIL1; NOTCH3
Specie	Uomo
GeneID (uomo)	4854
GeneID	4854
Immunogeno	Proteina ricombinante (proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1520-1640 della NOTCH3 umana (NP_000426.2))
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9UM47
Peso proteico	244kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio