

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Nox5 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q96Ph1

Numero articolo: CM0026535



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio targeting NOX5 umana, una NADPH ossidasi calcio-dipendente. Validato per WB, IF/ICC e ELISA. Ideale per lo studio della generazione di superossido, la segnalazione ROS e l'angiogenesi in cellule endoteliali e immunitarie.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NOX5 Rabbit pAb
Note/Alias	NOX5
Specie	Umana
GeneID (Umana)	79400
GeneID	79400
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 661-765 della NOX5 umana (NP_078781.3).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività incrociata	Umana
SWISS	Q96PH1
Peso proteico	86kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio