


## Pab Di Coniglio Noxa1 Per Wb E Elisa - Q86Ur1

Numero articolo: CM0014030



### introduzione

NOXA1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale convalidato per Western blotting e ELISA, con reazione crociata con uomo, topo e ratto. Mira a NOXA1, un attivatore chiave della NADPH ossidasi nella produzione di ROS, supportando gli studi sullo stress ossidativo, la difesa dell'ospite e la trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                            |
|---------------------|-----------------------------------|
| Nome prodotto       | pAb di coniglio NOXA1             |
| Note/Alias          | p51NOX; NY-CO-31; SDCCAG31; NOXA1 |
| Specie              | Umana                             |
| ID gene (Uomo)      | 10811                             |
| ID gene             | 10811                             |
| Immunogeno          | Proteina ricombinante             |
| Origine             | Coniglio                          |
| Categoria           | Anticorpi policlonali             |
| Applicazione        | WB, ELISA                         |
| Reattività crociata | Uomo, Topo, Ratto                 |
| SWISS               | Q86UR1                            |
| Peso proteico       | 51 kDa                            |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                 |