


Anticorpo Monoclonale Coniglio Nphp1 Per Wb E Elisa - O15259

Numero articolo: CM0003835



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio NPHP1 adatto per Western blot (WB) ed ELISA. Riconosce la nefrocistina-1 umana, di topo e di ratto, una proteina delle ciliopatie implicata nella nefronoftisi e nello sviluppo retinico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale coniglio NPHP1
Note/Alias	NPH1; JBTS4; SLSN1; NPHP1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	4867
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 463-732 di NPHP1 umano (NP_997064.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O15259
Peso Molecolare Proteina	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio