


Anticorpo Policlonale Coniglio Nphp3 Per Wb E Elisa - Q7Z494

Numero articolo: CM0025379



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro NPHP3 umano (Nefrocistina-3), validato per WB e ELISA. Immunogeno ricombinante (aa1-130). Reagisce incrociatamente con il mouse. Per la ricerca sulle ciliopatie e sulla segnalazione Wnt.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NPHP3 pAb coniglio
Osservazioni/Alias	MKS7; NPH3; RHPD; RHPD1; SLSN3; CFAP31; NPHP3
Specie	Umano
GeneID (umano)	27031
GeneID	27031
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-130 di NPHP3 umano (NP_694972.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q7Z494
Peso proteico	151kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio