

## Anticorpo Policlonale Di Coniglio Npm1 (B23, Npm) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P06748

Numero articolo: CM0020671



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro NPM1 (Nucleofosmina, B23) umana. Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per la ricerca sulla biogenesi dei ribosomi, la duplicazione dei centrosomi e il cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                     |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NPM1 Rabbit pAb                                                                                                            |
| Note/Alias          | B23, NPM, NPM1                                                                                                             |
| Specie              | Umana                                                                                                                      |
| GeneID (umano)      | 4869                                                                                                                       |
| GeneID              | 4869                                                                                                                       |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 9-122 di NPM1 umana (NP_002511.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                      |
| Applicazione        | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                   |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                         |
| SWISS               | P06748                                                                                                                     |
| Peso proteico       | 33 kDa                                                                                                                     |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                          |