


Nppa Pab Di Coniglio - P01160

Numero articolo: CM0023410



introduzione

NPPA pAb di coniglio è un anticorpo policlonale validato per WB, IF-P e ELISA. Riconosce la proteina NPPA (ANP) umana e ha reattività crociata con topo e ratto, ideale per la ricerca cardiovascolare e renale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPPA pAb di coniglio
Annotazioni / Alias	ANF; ANP; CDD; CDP; PND; ATFB6; ATRST2; CDD-ANF; NPPA
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4878
GeneID	4878
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 26-151 della NPPA umana (NP_006154.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01160
Peso proteico	16 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio