


## Npr3 Pab Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - P17342

Numero articolo: CM0024259



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la NPR3 umana (recettore di clearance dei peptidi natriuretici). Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo crociato con umano, topo, ratto. Adatto per studiare le vie di segnalazione della biologia cardiovascolare e ossea.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | NPR3 pAb di coniglio                                                                                                               |
| Note/Alias          | NPRC; ANP-C; ANPRC; BOMOS; NPR-C; ANPR-C; GUCY2B; C5orf23; NPR3                                                                    |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| ID gene (Umano)     | 4883                                                                                                                               |
| ID gene             | 4883                                                                                                                               |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 200-480 della NPR3 umana (NP_001191304.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                                  |
| Reattività crociata | Umana, Topo, Ratto                                                                                                                 |
| SWISS               | P17342                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 60kDa                                                                                                                              |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |