

Mab Coniglio Anti-Npy Per Western Blot, Immunofluorescenza, Immunoistochimica, Elisa - P01303

Numero articolo: CM0004475



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-NPY per WB, IF, IHC, ELISA. Rileva Neuropeptide Y (PYY4) umano, di topo e ratto. Perfetto per la ricerca in neurobiologia e metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	NPY Rabbit mAb
Note/Alias	PYY4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	4852
GeneID	4852
Immunogeno	Un peptide sintetizzato derivato da NPY umano
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IF-F, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P01303
Peso proteico	11 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio