


Nr5A2 Coniglio Pab Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - 000482

Numero articolo: CM0027438



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro NR5A2 umano (LRH-1/FTF). Validato per WB, IF-P, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca sul metabolismo del colesterolo, lo sviluppo embrionale e la regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	NR5A2 Coniglio pAb
Note/Alias	B1F; CPF; FTF; B1F2; LRH1; LRH-1; FTZ-F1; hB1F-2; FTZ-F1beta; NR5A2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2494
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-541 di NR5A2 umano (NP_995582.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	000482
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio