

Nrn1L Pab Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q496H8

Numero articolo: CM0021877

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio NRN1L (pAb) per WB ed ELISA, validato in campioni umani, di topo e di ratto. Anticorpo contro la proteina simile alla neuritina da 18 kDa per la ricerca sulla membrana cellulare e sull'ancoraggio GPI.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NRN1L pAb di coniglio
Note/Alias	UNQ2446; cpg15-2; MRCC2446; NRN1L
Specie	Umana
ID del gene (umano)	123904
ID del gene	123904
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 39-139 della NRN1L umana (Q496H8)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q496H8
Peso della proteina	18 kDa
Spedizione	Sacchetto refrigerante