


Anticorpo Policlonale Coniglio Ntan1 Per Wb E Elisa - Q96Ab6

Numero articolo: CM0013366



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che si targeting NTAN1 umano (PNAA/PNAD), validato per WB e ELISA con cross-reattività verso topo e ratto. Ideale per lo studio della degradazione proteica secondo la regola N-end.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	NTAN1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PNAA; PNAD; NTAN1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	123803
GeneID	123803
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-310 di NTAN1 umano (NP_775745.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96AB6
Peso proteico	35kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio